



## Трансуретральная резекция предстательной железы

### Учебная станция резектоскопии

В комплект входят тренажер LS10 2.0, учебная камера (совместима со стандартными инструментами), монитор с сенсорным экраном и компьютером, источник света, световод, стойка-тележка.



**SD-SA-LSTR910**

## Тренажер резекции

Предназначен для отработки трансуретральной резекции предстательной железы (TURP) и трансуретральной резекции опухолей мочевого пузыря (TURB). Обе операции могут выполняться с помощью лазерной резекции, вапоризации или биполярной ВЧ-резекции.



**SD-SA-LS10310**

## Уретерореноскопия

### Учебная станция EndoUro

В комплект входят тренажер LS50 2.0, учебная камера (совместима со стандартными инструментами), сенсорный монитор и компьютер, источник света, световод, стойка-тележка.



**SD-SA-LSTE911**

## ЭндоУро-тренажер

Отработка уретерореноскопии с помощью гибкого и полугибкого уретерореноскопом, в т.ч. и при стенозах; лазерного или электрогидравлического дробления камней; удаления камней корзинкой или иным эндоинструментом из почки, мочеточника, пузыря; постановки стентов; катетеризации. Имитируются структуры: мочевого пузыря, мочеточники, почки с лоханками, камни в почках и мочеточнике. Устройство имитации стенозов.



**SD-SA-LS50400**

## Перкутанная нефролитотомия

### PCNL-тренажер

Тренажер перкутанной нефролитотомии (PSNL) предназначен для отработки диагностики нефролитиаза, пунктирования, бужирования почки, удаления камней с помощью mini-PCNL с помощью ультразвука (действующий ультразвуковой сканнер). Сменный модуль позволяет удобно производить замену фантома почки единым блоком.



**SD-SA-LS40000**

## Учебная станция перкутанной нефролитотомии PCNL LST-P 2.0

В состав рабочей станции по отработке перкутанной нефролитотомии входят тренажер LS40 2.0, учебная камера (совместима со стандартными инструментами), монитор с сенсорным экраном и компьютером, источник света, световод, стойкатележка.



### **SD-SA-LSTP913**

#### **Набор сменных частей**

состоит из сменного модуля с имитацией почки, кожного покрова, набора резиновых колец, абсорбера W, шприца для удаления воздуха. **SD-SA-LS40VM**

## Лапароскопия

### Лапароскопический торс-тренажер

Торс-тренажер позволяет проводить разнообразные виды тренинга по лапароскопической урологии и хирургии на пособиях, фантомах и биологических тканях.

В комплекте:

- Торс-тренажер с 7 портами для троакаров
- 3 учебных элемента для отработки прошивания, завязывания и манипуляций
- Поддон для занятий с биоматериалом
- Набор для тренинга (резиновые кольца, имитация кожи, шовный материал).



**SD-SA-LS70000**



## Учебная станция лапароскопии

В состав рабочей станции по отработке лапароскопических урологических и хирургических вмешательств входят тренажер LS70 2.0, учебная камера, монитор с сенсорным экраном и компьютером, стой-катележка. Источник света интегрирован в тренажер.



**SD-SA-LSTL912**